


Tests des colles




FICHE RESSOURCE

1. Préparation des éprouvettes :

Vous allez tester les différentes colles sur des éprouvettes que vous allez devoir préparer.

Le Matériel :

- Les 8 éprouvettes
- Les colles à tester
- Une paire de lunettes et une paire de gants par personne.



Préparation :

- Coller 2 éprouvettes comme sur la photo ci-contre.
- Utiliser l'une des colles à tester pour faire l'assemblage en respectant les consignes d'utilisation.
- Ecrire sur l'éprouvette au stylo noir la colle utilisée.
- Reproduire cet assemblage autant de fois qu'il y a de colles à tester.



2. Réalisation des tests :

Le Matériel :

- Les éprouvettes assemblées
- Le bidon vide de 5 litres
- Des bouteilles d'eau
- Un verre doseur
- La barre métallique ou en plastique

Mise en position du test :

Positionner une première série d'éprouvettes assemblées comme sur les photos ci contre.

A l'aide du verre doseur, ajouter dans le bidon au fur et à mesure 200g d'eau, jusqu'à ce que l'assemblage se rompe.

Puis compléter la fiche **3-ROT-Test colle E1**



Bidon de 5 litres